



# NOVA FACE LIPOFILLING

Set procedurale  
per lipofilling facciale

**NOVA-face**  
**LIPOFILLING**  
GOLD LIPOFILLING // PROCEDURE SET

Ref. NK-01S

***arfi***

## Set procedurale per lipofilling viso

| Contenuto                                                   | Ref.         | CND           | RDM     |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 1x Cannula di prelievo ( Ø 2.10 mm. x 150 mm. – 8 fori )    | CP141508H    | A06010103     | 1908635 |
| 1x Cannula di reiniezione ( Ø 1.25 mm. x 110 mm. – 1 foro ) | MI18110KR    | A0109001      | 1908912 |
| 1x Cannula di reiniezione ( Ø 0.81 mm. x 70 mm. – 1 foro )  | MI2140KR     | A0109001      | 1908913 |
| 1x Cannula di reiniezione ( Ø 0.81 mm. x 40 mm. – 1 foro )  | MI12170KR    | A0109001      | 1908914 |
| 1 ago 14 G                                                  | IN-21X40     | A01010101     | 1946487 |
| 1 ago 18 G                                                  | IN-12X40     | A01010101     | 1946487 |
| 2 x connettori Luer Lock                                    | FD0993922-T  | A0799         | 257235  |
| 4 x tappi                                                   | FD0001711-MC | A0799         | 257235  |
| 1x siringa VACLOCK 30 mi.                                   | VAC130       | A020102020102 | 2143343 |

**Ogni elemento è imballato in modo individuale. Più economico e più ecologico.**

Il Set contiene una siringa con un sistema di pistone autobloccante per prelevare il grasso. Questo permette un lavoro confortevole e di alta precisione

Il Set NovaFace risponde alle esigenze della micro-reiniezione di tessuto adipocita per il modellamento dei contorni del viso e della silhouette per fini estetici o scopi riparativi.

NovaFace è un dispositivo medicale sterile, monouso, di grado medicale, biocompatibile e conforme a requisiti normativi.

La cannula di prelievo è di dimensioni tali, allo scopo di mantenere l'architettura del tessuto adiposo prelevato nonché la calibrazione dei lobuli adiposi. Essa permette una raccolta rapida e un micro frazionamento regolare. Le cannule di reiniezione posseggono una geometria del foro di uscita calibrata per permettere il rilascio spontaneo e atraumatico dei lobuli di adipociti.

### Indicazioni per chirurgia riparativa e ricostruttiva

Riempimento delle depressioni tissutali post traumatiche

Miglioramento del trofismo cutaneo su lesioni cicatriziali di qualsiasi tipo e più in modo particolare: ustioni, dermatiti da radiazioni, lesioni da sclerodermia.

### Indicazioni per chirurgia estetica

Effetto volumizzante degli zigomi, delle pieghe naso-labiali, delle labbra, delle fosse temporali e di tutte le altre parti del corpo, ecc.

Riempimento ed attenuazione delle rughe del viso.

**CND: A99**  
**RDM 135348**



## LIPOFILLING FACCIALE

Set procedurale  
per lipofilling viso

**Ref. NK-01S**

**arfi**

ARFI SAS Via Garibaldi, 14  
21040 Cislago (VA)  
Tel. 02 96381057  
Fax 02 96382770  
mail: [posta@arfisas.it](mailto:posta@arfisas.it)